



Reine Zitronensäure in bester Lebens – mittelqualität – Euro Norm - E 330

Gebinde 5 Kg im Polybeutel VK €29,95 zuzügl. Mwst

**5 Kg Zitronensäure ist ausreichend für die Neutralisation
nach dem Reinigungsbrand mit HB – A Brennblasenreiniger.**

**Die Zitronensäure in ca. 100 Liter Wasser in der Brennblase
Auflösen , dann die Anlage bis zum obersten Schauglas füllen.**

**Zitronensäurelösung aufkochen , bis die Lösung wieder durch
die Vorlage abfließt , damit Dephlegmator , Geistrohr und
Kühler , sowie der Katalysator mit der Lösung in Berührung
kommen und blank und neutralisiert werden.**

**Weitere Informationen auch auf dem Anwendungsblatt
des HB – A Brennblasenreinigers.**